


PULSOTERAPIA STENDO®

Prestazioni e Recupero
costruiti dall'interno





Stimolazione biomeccanica
cardio-sincronizzata **Stendo®**
per un'ottimizzazione
approfondita dei processi
circolatori



PULSOTERAPIA
STENDO

Le prestazioni sono in gran parte determinate dalla perfetta biomeccanica del movimento e dalla capacità di recupero del corpo. Creando le condizioni ottimali per l'eliminazione delle scorie metaboliche, l'atleta migliora i programmi di allenamento, riduce i rischi associati alle patologie specifiche del proprio sport (pubalgia, infiammazioni, usura articolare, fibrosi, riduzione della visco-elasticità muscolare) e ritorna più facilmente alle prestazioni ottimali.

Stendo®

La nuova dimensione del recupero sportivo

Il metodo Stendo® offre un nuovo approccio al recupero sportivo, con una stimolazione fisiologica, sia metabolica che cognitiva, senza precedenti. Stendo® è un vero e proprio processo di "decongestione" fisica e mentale per l'atleta.


Con il corpo completamente a riposo, in totale relax, Stendo aumenta la perfusione microcircolatoria e stimola i canali linfatici, contribuendo a ridurre i dolori, a migliorare il tono muscolare, e ripristinare rapidamente le condizioni di visco-elasticità muscolare.

Allo stesso tempo, la stimolazione cardio-sincronizzata agisce sul sistema nervoso autonomo, favorendo il ritorno all'equilibrio basale e, di conseguenza, il ripristino del normale tono muscolare.


Riduzione del 50% dei tempi di recupero



Stendo® Pulsotherapy: l'approccio più avanzato alla stimolazione veno-linfatica




La pulsoterapia è un sistema di mobilizzazione tissutale cardio-sincronizzato, creato sulla base di una ricerca medica che è stata premiata con il Premio Nobel per la Medicina. Innovazione brevettata a livello mondiale, agisce localmente in perfetta coerenza con il ritmo cardiaco. Questa azione di massaggio localizzata si trasforma in un effetto globale e profondo: la circolazione sanguigna viene attivata in tutto il corpo e il flusso linfatico viene reindirizzato verso i collettori.



Moduli massaggianti pulsanti multistrato per un contatto eccezionale con i tessuti

Grazie alla sua struttura multistrato (brevetto Stendo®), la combinazione pulsatile consente una mobilizzazione meccanica globale e profonda sia a livello cutaneo che a livello dei vasi sanguigni e linfatici. A seconda dell'intensità di pulsazione, della dinamica e della durata della seduta scelte, gli effetti fisiologici possono essere orientati con precisione all'obiettivo di ogni seduta.

Dodici compartimenti indipendenti costituiscono la struttura della tuta e le compressioni pulsatili creano una dinamica centripeta e omogenea che si intercala in tempo reale tra ogni battito cardiaco.



Unicità Stendo® una vera azione meccanobiologica con effetto "tutto il corpo"


Stendo® come stimolatore endoteliale. L'endotelio è un tessuto formato da cellule che riveste la parete interna di tutti i vasi, dai più grandi ai più piccoli, siano essi sanguigni o linfatici. Garantisce l'efficienza di una rete lunga 170.000 km, essenziale per il nutrimento delle nostre cellule, il corretto funzionamento dei nostri organi e del nostro sistema immunitario. Come preservarlo e stimolarlo? Mettendo in moto i flussi, perché, come i muscoli o la pelle, l'endotelio necessita di stimoli meccanici per attivarsi e svolgere il suo ruolo predominante a livello dell'organismo.



Approccio **Stendo**[®]

- ❑ Trattamento personalizzato
- ❑ Tempi di compressione molto brevi (1/10 di secondo)
- ❑ Una media di 25.000 stimoli pulsatili/30'
- ❑ Intensità adattate alla fisiologia vascolare
- ❑ Effetti locali seguiti da reattività sistemica
- ❑ Protocolli adattati alle patologie croniche
- ❑ Estremamente semplice da usare

La tecnologia esclusiva e brevettata, **Stendo**[®] è l'unico dispositivo al mondo in grado di stimolare la produzione di **ossido nitrico** da parte dell'organismo





□ **AZIONE CIRCOLATORIA GLOBALE**

Stendo® attiva il flusso venolinfatico stimolando i processi fisiologici di allenamento e recupero in un lasso di tempo molto breve e senza alcuno sforzo per l'atleta.

□ **AZIONE MUSCOLARE PROFONDA**

Mobilizzazione dei tessuti **Stendo**® favorisce la guarigione di microlesioni, ottimizza la ricostruzione delle fibre muscolari, mobilita le fasce e regola i processi infiammatori.

□ **AZIONE SUL SISTEMA NERVOSO CENTRALE**

La qualità del massaggio cardio- sincronizzato **Stendo**® produce effetti rilassanti e favorisce il sonno post-sforzo.



“Ho iniziato a usare Pulsotherapy Stendo® quotidianamente durante i Giochi di Tokyo e abbiamo subito notato un miglioramento nei valori di misurazione della variabilità della frequenza cardiaca. I miei punteggi dei test sono migliorati in modo significativo fin dai primi giorni. Raramente ho ottenuto valori così buoni in questo tipo di test”

Charline Picon, doppia medaglia olimpica - Windsurf

“Mi permette di rilassarmi e recuperare i muscoli quando il tempo è poco. Così posso continuare a giocare in condizioni migliori”

Sébastien Haller, Calciatore - Borussia Dortmund





Stendo® V3
Dispositivo medico



Stendo® BODY V4
Dispositivo di massaggio
cardio-sincronizzato
brevettato, dedicato ai
professionisti della salute,
dello sport e della bellezza.